



Descripción del artículo

Número de pedido	93.1707
Descripción del artículo	Gradilla, material: PP, azul, dimensión modular: 6 x 3, (LxAnxAI): 295 x 114 x 65 mm, para 18 recipientes, adecuada para tubos de centrífuga de 50 ml, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para	tubos de centrífuga de 50 ml
Capacidad de almacenamiento	18
Formato	6 x 3
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Ancho del producto	114 mm
Altura del producto	65 mm
Longitud del producto	295 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto azul

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1
unidades / caja 10
unidades / pallet 540
Profundidad de la caja 125 mm
Ancho de la caja 75 mm
Altura de la caja 300 mm
Volumen de la caja 0.0028 cbm
Peso del producto 0.2298 kg
Peso de la caja 2.81 kg
EAN de la caja interna 4038917347501
EAN de la caja 4038917347495

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

