



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 93.826  |
| Descripción del artículo | Gradilla, material: PC, transparente, dimensión modular: 6 x 3, (LxAnxAI): 137 x 70 x 40 mm, para 18 recipientes, adecuada para recipientes de reacción 1,5 ml, 1 unidades/caja |

### **Características del producto**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Indicado para               | recipientes de reacción 1,5 ml |
| Capacidad de almacenamiento | 18                             |
| Formato                     | 6 x 3                          |
| Autoclavable (máx. °C)      | 121 °C                         |

### **Dimensiones**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ancho del producto    | 70 mm  |
| Altura del producto   | 40 mm  |
| Longitud del producto | 137 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### Material y colores

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Policarbonato (PC) |
| Color del producto    | transparente       |

### Pureza y certificación

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | no                                |

### Presentación

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo              | 1             |
| Tipo de embalaje           | caja          |
| unidades / caja interna    | 1             |
| unidades / caja            | 36            |
| unidades / pallet          | 2376          |
| Profundidad caja interior  | 72 mm         |
| Ancho de la caja interior  | 42 mm         |
| Altura de la caja interior | 138 mm        |
| Profundidad de la caja     | 438 mm        |
| Ancho de la caja           | 268 mm        |
| Altura de la caja          | 155 mm        |
| Volumen de la caja         | 0.0182 cbm    |
| Peso del producto          | 0.1078 kg     |
| Peso de la caja            | 4.94 kg       |
| EAN de la caja interna     | 4038917084307 |
| EAN de la caja             | 4038917003162 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

