




Descripción del artículo

Número de pedido	93.853.300
Descripción del artículo	Gradilla de bloque doble D13, para 100 recipientes, Ø orificio: 13 mm, dimensión modular: 5 x 20, gris, material: PP

Características del producto

Número de pocillos	100
Capacidad de almacenamiento	100
Formato	5 x 20
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro de la abertura	13 mm
Ancho del producto	96 mm
Altura del producto	45 mm
Longitud del producto	360 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	gris

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	-
unidades / caja interna	1
unidades / caja	8
unidades / pallet	720
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	120 mm
Volumen de la caja	0.0176 cbm
Peso del producto	0.3509 kg
Peso de la caja	3.27 kg
EAN de la caja interna	4038917122634
EAN de la caja	4038917074087

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

