



### Descripción del artículo

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 93.854.121                                                                                            |
| Descripción del artículo | Block Rack D12, para 50 recipientes, Ø orificio: 12 mm, dimensión modular: 5 x 10, rojo, material: PP |

### Características del producto

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Etiqueta/ Impresión         | con impresión |
| Número de pocillos          | 50            |
| Capacidad de almacenamiento | 50            |
| Formato                     | 5 x 10        |
| Autoclavable (máx. °C)      | 121 °C        |

### Dimensiones

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Diámetro de la abertura | 12 mm  |
| Ancho del producto      | 80 mm  |
| Altura del producto     | 45 mm  |
| Longitud del producto   | 152 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Material y colores**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto    | rojo               |

**Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | no                                |

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 1             |
| Tipo de embalaje        | -             |
| unidades / caja interna | 1             |
| unidades / caja         | 20            |
| unidades / pallet       | 1560          |
| Profundidad de la caja  | 428 mm        |
| Ancho de la caja        | 323 mm        |
| Altura de la caja       | 130 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.018 cbm     |
| Peso del producto       | 0.1214 kg     |
| Peso de la caja         | 2.8 kg        |
| EAN de la caja interna  | 4038917122641 |
| EAN de la caja          | 4038917018487 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

