



Descripción del artículo

Número de pedido	93.854.125
Descripción del artículo	Block Rack D12, para 50 recipientes, Ø orificio: 12 mm, dimensión modular: 5 x 10, naranja, material: PP

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Número de pocillos	50
Capacidad de almacenamiento	50
Formato	5 x 10
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro de la abertura	12 mm
Ancho del producto	80 mm
Altura del producto	45 mm
Longitud del producto	152 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	naranja

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	-
unidades / caja interna	1
unidades / caja	20
unidades / pallet	1560
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	323 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0.018 cbm
Peso del producto	0.1214 kg
Peso de la caja	2.8 kg
EAN de la caja interna	4038917122689
EAN de la caja	4038917018524

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

