



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	95.64.251
Descripción del artículo	Gradilla, material: poliestireno expandido, blanco, dimensión modular: 10 x 5, (LxAnxAI): 205 x 127 x 46 mm, para 50 recipientes, adecuada para tubos de 15 ml, 1 unidades/blíster

### **Características del producto**

Indicado para	tubos de 15 ml
Capacidad de almacenamiento	50
Formato	10 x 5

### **Dimensiones**

Ancho del producto	127 mm
Altura del producto	46 mm
Longitud del producto	205 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	poliestireno expandido
Color del producto	blanco
Material del tapón	poliestireno expandido
Color del cierre	blanco

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	21
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	21
unidades / pallet	882
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	235 mm
Volumen de la caja	0,0345 cbm
Peso del producto	0,0271 kg
Peso de la caja	0,58 kg
EAN de la caja interna	4038917095594
EAN de la caja	4038917007771

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

