



### **Descripción del artículo**

Número de pedido 90.2620.303  
Descripción del artículo longitud: 1,5 m, transparente, 1 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Indicado para IVARO

### **Dimensiones**

Diámetro 0.8 mm  
Longitud del producto 1.5 m

### **Material y colores**

Material del producto silicona  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 1  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1  
unidades / caja 10  
Volumen de la caja 0.0062 cbm  
Peso del producto 0.0005 kg  
EAN de la caja interna 4038917584159  
EAN de la caja 4038917584142

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

