



Descripción del artículo

Número de pedido 90.2620.304
Descripción del artículo longitud: 1,5 m, transparente, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para IVARO

Dimensiones

Diámetro 0.8 mm
Longitud del producto 1.5 m

Material y colores

Material del producto silicona
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1
unidades / caja 10
Volumen de la caja 0.0062 cbm
Peso del producto 0.0005 kg
EAN de la caja interna 4038917584111
EAN de la caja 4038917584104

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

