



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 92.170.356 |
| Descripción del artículo | Cambiador de muestras Tipo W GS 301, para botellas de lavado, 1 unidades/caja |

Características del producto

| | |
|---------------|--------------------|
| Indicado para | botellas de lavado |
|---------------|--------------------|

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Con lotes | no |

Presentación

| | |
|-------------------------|------------|
| Pedido mínimo | 1 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 1 |
| unidades / caja | 1 |
| Volumen de la caja | 0.0007 cbm |
| Peso del producto | 0.5 kg |
| Peso de la caja | 0.65 kg |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Cambiador de muestras Tipo W GS 301, para
botellas de lavado

Página 2

EAN de la caja interna 4038917101233
EAN de la caja 4038917051552

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-12-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT