




## Especificaciones del producto

Contenedore, Tiosulfato de sodio, 250 ml, (LxØ):  
78 x 70 mm, graduada, PS, con etiqueta de papel

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido	51.9923.821
Descripción del artículo	Contenedore, Tiosulfato de sodio, volumen de trabajo máx.: 250 ml, (LxØ): 78 x 70 mm, transparente, tapón: amarillo, graduada, material: PS, tapón de rosca, cierre montado, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: negra, estéril, 210 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de preparación	Solución de tiosulfato de sodio
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	Recipiente para muestras de agua
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	250 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-07-07

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**Contenedore, Tiosulfato de sodio, 250 ml, (LxØ):  
78 x 70 mm, graduada, PS, con etiqueta de papel**

**Página 2**

### Dimensiones

Volumen nominal	250 ml
Diámetro	70 mm
Altura del producto	78 mm
Longitud del producto	78 mm

### Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Poliestireno (PS)

### Pureza y certificación

Cumple el requisito	sellado a 9"hg/10min
Libre de látex	sí
Estándar de pureza	estéril
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

### Presentación

Pedido mínimo	210
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	240
unidades / caja	210
unidades / pallet	5040
Profundidad de la caja	534 mm
Ancho de la caja	384 mm
Altura de la caja	519 mm
Volumen de la caja	0.1025 cbm
Peso de la caja	10.15 kg
EAN de la caja interna	4038917154567
EAN de la caja	4038917235068

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-07-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**