



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.529
Descripción del artículo	Tapón a presión, neutro, adecuada para tubos Ø 21,5 mm, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 21,5 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	neutro

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	150000
Profundidad caja interior	420 mm
Ancho de la caja interior	430 mm
Altura de la caja interior	70 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	7.11 kg
EAN de la caja interna	4038917082242
EAN de la caja	4038917001335

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

