




Descripción del artículo

Número de pedido	65.719
Descripción del artículo	Tapón a presión con faldón, neutro, adecuada para tubos Ø 11,5 y 12 mm, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	Tapón a presión con faldón
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 11,5 y 12 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	neutro

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapón a presión con faldón, neutro, adecuada
para tubos Ø 11,5 y 12 mm

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	320000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0009 kg
Peso de la caja	5.04 kg
EAN de la caja interna	4038917083676
EAN de la caja	4038917002578

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

