



Descripción del artículo

Número de pedido	65.722
Descripción del artículo	Tapón con ventilación, neutro, adecuada para tubos Ø 12 mm, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	Tapón con ventilación
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 12 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	neutro

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	5000
unidades / pallet	240000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0315 cbm
Peso del producto	0.0006 kg
Peso de la caja	3.71 kg
EAN de la caja interna	4038917083706
EAN de la caja	4038917002608

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

