



Descripción del artículo

Número de pedido	65.804.100
Descripción del artículo	Tapón a presión, neutro, adecuada para tubos Ø 14 mm, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 14 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	neutro

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapón a presión, neutro, adecuada para tubos Ø 14 mm

Página 2

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	210000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	235 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0014 kg
Peso de la caja	7.34 kg
EAN de la caja interna	4038917989794
EAN de la caja	4038917989800

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-16

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT