



Descripción del artículo

Número de pedido 65.806.509
Descripción del artículo Tapón a presión, naranja, adecuada para tubos Ø 13 mm, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre tapón a presión
Indicado para tubos Ø 13 mm

Material y colores

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto naranja

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	400000
Volumen de la caja	0.0382 cbm
Peso del producto	0.0002 kg
Peso de la caja	7.5 kg
EAN de la caja interna	4038917121231
EAN de la caja	4038917033831

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

