



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 65.806.510 |
| Descripción del artículo | Tapón a presión, rojo, adecuada para tubos Ø 13 mm, 1.000 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|----------------|-----------------|
| Tapón | tapón estándar |
| Tipo de cierre | tapón a presión |
| Indicado para | tubos Ø 13 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polietileno de baja densidad (LD-PE) |
| Color del producto | rojo |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Con lotes | no |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 10000 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 1000 |
| unidades / caja | 10000 |
| unidades / pallet | 420000 |
| Profundidad de la caja | 398 mm |
| Ancho de la caja | 398 mm |
| Altura de la caja | 250 mm |
| Volumen de la caja | 0.0396 cbm |
| Peso del producto | 0.0007 kg |
| Peso de la caja | 7.36 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917121248 |
| EAN de la caja | 4038917017732 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

