

## Especificaciones del producto Tapón a presión, blanco, adecuada para tubos Ø 13 mm

Página 1



#### Descripción del artículo

Número de pedido 65.806.512

Descripción del artículo Tapón a presión, blanco, adecuada para tubos Ø 13 mm,

1.000 unidades/bolsa

#### Características del producto

Tapón tapón estándar
Tipo de cierre tapón a presión
Indicado para tubos Ø 13 mm

### **Material y colores**

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)

Color del producto blanco

### Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





# Especificaciones del producto Tapón a presión, blanco, adecuada para tubos Ø 13 mm

#### Presentación

Pedido mínimo 10000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 1000 unidades / caja 10000 unidades / pallet 420000 Profundidad de la caja 398 mm Ancho de la caja 398 mm Altura de la caja 250 mm Volumen de la caja 0.0396 cbm Peso del producto 0.0007 kg Peso de la caja 7.36 kg

EAN de la caja interna 4038917121262 EAN de la caja 4038917017756

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

