




Descripción del artículo

Número de pedido	65.809.502
Descripción del artículo	Tapón a presión, verde, adecuada para tubos Ø 11,5 y 12 mm, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubos Ø 11,5 y 12 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	verde

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapón a presión, verde, adecuada para tubos Ø
11,5 y 12 mm

Presentación

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	420000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0396 cbm
Peso del producto	0.0006 kg
Peso de la caja	6.66 kg
EAN de la caja interna	4038917121552
EAN de la caja	4038917017831

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

