



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.9923.335
Descripción del artículo	Tapón de rosca, neutro, adecuada para tubos de 25 ml, 30 ml, 250 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Indicado para	tubos de 25 ml, 30 ml
---------------	-----------------------

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	neutro

### **Pureza y certificación**

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	500
unidades / pallet	40000
Profundidad de la caja	271 mm
Ancho de la caja	224 mm
Altura de la caja	158 mm
Volumen de la caja	0.0099 cbm
Peso de la caja	1.4 kg
EAN de la caja interna	4038917153874
EAN de la caja	4038917079013

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

