



Descripción del artículo

Número de pedido	65.9923.383
Descripción del artículo	Tapón de rosca, neutro, adecuada para tubos de 5 ml, 10 ml, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para	tubos de 5 ml, 10 ml
---------------	----------------------

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	neutro

Pureza y certificación

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	100000
Profundidad de la caja	271 mm
Ancho de la caja	224 mm
Altura de la caja	158 mm
Volumen de la caja	0.0099 cbm
Peso de la caja	1.1 kg
EAN de la caja interna	4038917154000
EAN de la caja	4038917038096

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

