



Descripción del artículo

Número de pedido	55.468.001
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 95 x 16,8 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, neutro, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	13 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	16.8 mm
Longitud del producto	95 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	28000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0298 cbm
Peso del producto	0.0069 kg
Peso de la caja	4.03 kg
EAN de la caja interna	4038917106962
EAN de la caja	4038917011594

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

