



Descripción del artículo

Número de pedido	55.471.004
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 26 ml, (LxØ): 87 x 23,5 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, neutro, cierre montado, estéril, 4 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	26 ml
Centrifugación máx (ACR)	3500 x g

Dimensiones

Diámetro	23.5 mm
Longitud del producto	87 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	400
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	4
unidades / caja	400
unidades / pallet	12800
Profundidad de la caja	648 mm
Ancho de la caja	420 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.0395 cbm
Peso del producto	0.0091 kg
Peso de la caja	4.61 kg
EAN de la caja interna	4038917107211
EAN de la caja	4038917011709

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

