



Descripción del artículo

Número de pedido	55.474
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 11 ml, (LxØ): 82 x 16,8 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de tapón	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	11 ml
Centrifugación máx (ACR)	4500 x g

Dimensiones

Diámetro	16.8 mm
Longitud del producto	82 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min.
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 1000
unidades / pallet 42000
Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 378 mm
Altura de la caja 250 mm
Volumen de la caja 0.0367 cbm
Peso del producto 0.0054 kg
Peso de la caja 5.94 kg
EAN de la caja interna 4038917081825
EAN de la caja 4038917000932

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

