



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.475.200
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, apto para Tecan Genesis, FE500, 490 unidades/envase apilado

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	Tecan Genesis, FE500
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto                      Poliestireno (PS)  
Color del producto                          transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito                          hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto                      no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes    no

### **Presentación**

Pedido mínimo                                1960  
Tipo de embalaje                              envase apilado  
unidades / caja interna                      490  
unidades / caja                                1960  
unidades / pallet                               109760  
Profundidad caja interior                    405 mm  
Ancho de la caja interior                    77 mm  
Altura de la caja interior                    193 mm  
Profundidad de la caja                      428 mm  
Ancho de la caja                               383 mm  
Altura de la caja                               175 mm  
Volumen de la caja                            0.0287 cbm  
Peso del producto                              0.003 kg  
Peso de la caja                                 6.83 kg  
EAN de la caja interna                      4038917158466  
EAN de la caja                                 4038917158459

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

