



Descripción del artículo

Número de pedido	55.475
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, 500 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de tapón	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min.
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje envase apilado
unidades / caja interna 500
unidades / caja 2000
unidades / pallet 112000
Profundidad caja interior 416 mm
Ancho de la caja interior 77 mm
Altura de la caja interior 193 mm
Profundidad de la caja 428 mm
Ancho de la caja 383 mm
Altura de la caja 175 mm
Volumen de la caja 0.0287 cbm
Peso del producto 0.0031 kg
Peso de la caja 6.89 kg
EAN de la caja interna 4038917081832
EAN de la caja 4038917000949

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

