



Descripción del artículo

Número de pedido	55.476.061
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, apto para Vitek y Vitek 2 de bioMérieux, 500 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de tapón	tapón a presión
Indicado para	Vitek y Vitek 2 de bioMérieux
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min.
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	120000
Profundidad caja interior	387 mm
Ancho de la caja interior	77 mm
Altura de la caja interior	176 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	175 mm
Volumen de la caja	0.0249 cbm
Peso del producto	0.0028 kg
Peso de la caja	6.2 kg
EAN de la caja interna	4038917107631
EAN de la caja	4038917011839

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

