



Descripción del artículo

Número de pedido	55.484.005
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 3,5 ml, (LxØ): 55 x 12 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, 1000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de tapón	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	3,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	55 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min.
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	4000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	4000
unidades / pallet	120000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso del producto	0.0019 kg
Peso de la caja	8.48 kg
EAN de la caja interna	4038917107853
EAN de la caja	4038917012027

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

