



Descripción del artículo

Número de pedido	55.484.005
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 3,5 ml, (LxØ): 55 x 12 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	3,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	55 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 4000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 4000
unidades / pallet 120000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 340 mm
Volumen de la caja 0.0539 cbm
Peso del producto 0.0019 kg
Peso de la caja 8.48 kg
EAN de la caja interna 4038917107853
EAN de la caja 4038917012027

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

