



Descripción del artículo

Número de pedido	55.484
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 3,5 ml, (LxØ): 55 x 12 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 500 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	3,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	55 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 4000
Tipo de embalaje envase apilado
unidades / caja interna 500
unidades / caja 4000
unidades / pallet 168000
Profundidad caja interior 381 mm
Ancho de la caja interior 57 mm
Altura de la caja interior 176 mm
Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 378 mm
Altura de la caja 250 mm
Volumen de la caja 0.0367 cbm
Peso del producto 0.0019 kg
Peso de la caja 8.66 kg
EAN de la caja interna 4038917081917
EAN de la caja 4038917001021

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

