



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.495
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 8,5 ml, (LxØ): 75 x 15,7 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, 1000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de tapón	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	15.7 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min.  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 2000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 60000  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 340 mm  
Volumen de la caja 0.0539 cbm  
Peso del producto 0.0042 kg  
Peso de la caja 9.01 kg  
EAN de la caja interna 4038917082013  
EAN de la caja 4038917001120

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

