



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.514
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 20 ml, (LxØ): 100 x 21,5 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de tapón	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	20 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	21.5 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min.  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 24000  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 415 mm  
Volumen de la caja 0.0657 cbm  
Peso del producto 0.0067 kg  
Peso de la caja 7.39 kg  
EAN de la caja interna 4038917082099  
EAN de la caja 4038917001182

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

