



Descripción del artículo

Número de pedido	55.515
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, sin cierre, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	13 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 1000
unidades / pallet 36000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 300 mm
Volumen de la caja 0.0475 cbm
Peso del producto 0.0039 kg
Peso de la caja 4.56 kg
EAN de la caja interna 4038917082105
EAN de la caja 4038917001199

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

