



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.525.500
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, sin cierre, 500 unidades/envase apilado

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	112000
Profundidad caja interior	413 mm
Ancho de la caja interior	76 mm
Altura de la caja interior	189 mm
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	383 mm
Altura de la caja	175 mm
Volumen de la caja	0.0287 cbm
Peso del producto	0.0026 kg
Peso de la caja	5.88 kg
EAN de la caja interna	4038917375924
EAN de la caja	4038917375917

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

