



Descripción del artículo

Número de pedido	55.526.002
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, marrón, tapón a presión, 500 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Altura del producto	75 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto marrón

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 4000
Tipo de embalaje envase apilado
unidades / caja interna 500
unidades / caja 4000
unidades / pallet 120000
Volumen de la caja 0.046 cbm
Peso del producto 0.0021 kg
Peso de la caja 10.48 kg
EAN de la caja interna 4038917109284
EAN de la caja 4038917031974

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

