



Descripción del artículo

Número de pedido	55.526.053
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, apto para Abbott m1000, 500 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	Abbott m1000
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	378 mm
Ancho de la caja	375 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0305 cbm
Peso del producto	0.0026 kg
Peso de la caja	6 kg
EAN de la caja interna	4038917109710
EAN de la caja	4038917080033

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

