



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.526.053
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, tapón a presión, apto para Abbott m1000, 500 unidades/envase apilado

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	Abbott m1000
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 2000  
Tipo de embalaje envase apilado  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 48000  
Profundidad de la caja 378 mm  
Ancho de la caja 210 mm  
Altura de la caja 391 mm  
Volumen de la caja 0.0309 cbm  
Peso del producto 0.0026 kg  
Peso de la caja 6 kg  
EAN de la caja interna 4038917109710  
EAN de la caja 4038917080033

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

