



Descripción del artículo

Número de pedido	55.526.532
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, amarillo, tapón a presión, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Altura del producto	75 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo, 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, PP

Página 2

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	4000
unidades / pallet	64000
Volumen de la caja	0.0813 cbm
Peso del producto	0.0021 kg
Peso de la caja	10.3 kg
EAN de la caja interna	4038917109826
EAN de la caja	4038917032247

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT