



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.539.250
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 11,5 ml, (LxØ): 100 x 15,7 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 250 unidades/envase apilado

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	11,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	15.7 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje envase apilado  
unidades / caja interna 250  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 48000  
Profundidad caja interior 336 mm  
Ancho de la caja interior 102 mm  
Altura de la caja interior 174 mm  
Profundidad de la caja 388 mm  
Ancho de la caja 378 mm  
Altura de la caja 215 mm  
Volumen de la caja 0.0315 cbm  
Peso del producto 0.0046 kg  
Peso de la caja 5.17 kg  
EAN de la caja interna 4038917110167  
EAN de la caja 4038917029391

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

