



Descripción del artículo

Número de pedido	55.598.006
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 8,5 ml, (LxØ): 75 x 15,7 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	15.7 mm
Altura del producto	75 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	56000
Volumen de la caja	0.0649 cbm
Peso del producto	0.0024 kg
Peso de la caja	5.9 kg
EAN de la caja interna	4038917363136
EAN de la caja	4038917363129

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

