



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 55.655  |
| Descripción del artículo | Tubo, volumen de trabajo: 4 ml, (LxØ): 50 x 14 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 1.000 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Graduación               | no              |
| Tipo de cierre           | tapón a presión |
| Forma del fondo          | fondo redondo   |
| Volumen de trabajo       | 4 ml            |
| Centrifugación máx (ACR) | 5000 x g        |

### **Dimensiones**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Diámetro              | 14 mm |
| Longitud del producto | 50 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 3000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 3000  
unidades / pallet 108000  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 300 mm  
Volumen de la caja 0.0475 cbm  
Peso del producto 0.002 kg  
Peso de la caja 6.78 kg  
EAN de la caja interna 4038917083157  
EAN de la caja 4038917002127

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

