



Descripción del artículo

Número de pedido	57.462.001
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, material: PS, fondo cónico, transparente, tapón a presión, con escala, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	12 ml
Centrifugación máx (ACR)	2500 x g

Dimensiones

Diámetro	17 mm
Longitud del producto	110 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	24000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0077 kg
Peso de la caja	4.35 kg
EAN de la caja interna	4038917381048
EAN de la caja	4038917381031

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

