



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	57.462.300
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, material: PS, fondo cónico, transparente, tapón a presión, con escala, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	12 ml
Centrifugación máx (ACR)	2500 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	17 mm
Altura del producto	110 mm
Longitud del producto	110 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 32000  
Volumen de la caja 0.0558 cbm  
Peso del producto 0.0061 kg  
Peso de la caja 6.61 kg  
EAN de la caja interna 4038917367400  
EAN de la caja 4038917367394

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

