



Descripción del artículo

Número de pedido	57.512.001
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón a presión, sin cierre, 500 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	4,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 50000
Tipo de embalaje envase apilado
unidades / caja interna 500
unidades / caja 2000
unidades / pallet 120000
Profundidad caja interior 387 mm
Ancho de la caja interior 77 mm
Altura de la caja interior 176 mm
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 358 mm
Altura de la caja 175 mm
Volumen de la caja 0.0249 cbm
Peso del producto 0.0021 kg
Peso de la caja 4.88 kg
EAN de la caja interna 4038917108799
EAN de la caja 4038917072489

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

