

# Especificaciones del producto Tubo, 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, PS

Página 1



## Descripción del artículo

Número de pedido 58.485.001

Descripción del artículo Tubo, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm,

material: PS, fondo plano, transparente, tapón a presión,

neutro, estéril, 100 unidades/bolsa

## Características del producto

Graduación no

Tapón tapón estándar Tipo de cierre tapón a presión Forma del fondo fondo plano

Volumen de trabajo 7 ml Centrifugación máx (ACR) 2500 x g

#### **Dimensiones**

Diámetro 16 mm Longitud del producto 50 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT

# Especificaciones del producto Tubo, 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, PS

Página 2

### Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS) Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de baja densidad (LD-PE)

Color del cierre neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 100 unidades / caja 1000 unidades / pallet 32000 Profundidad de la caja 648 mm Ancho de la caja 420 mm Altura de la caja 145 mm Volumen de la caja 0.0395 cbm Peso del producto 0.004 kg Peso de la caja 4.66 kg

EAN de la caja interna 4038917108027 EAN de la caja 4038917012126

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

