



Descripción del artículo

Número de pedido	58.487.100
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 40 x 23,5 mm, material: PS, fondo plano, transparente, tapón a presión, sin cierre, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	12 ml
Centrifugación máx (ACR)	1500 x g

Dimensiones

Diámetro	23.5 mm
Longitud del producto	40 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 2000
unidades / pallet 48000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 415 mm
Volumen de la caja 0.0657 cbm
Peso del producto 0.0035 kg
Peso de la caja 7.79 kg
EAN de la caja interna 4038917989695
EAN de la caja 4038917989701

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

