



Descripción del artículo

Número de pedido	58.505
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón a presión, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	12 ml
Centrifugación máx (ACR)	3500 x g

Dimensiones

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	95 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	265 mm
Volumen de la caja	0.042 cbm
Peso del producto	0.0048 kg
Peso de la caja	5.38 kg
EAN de la caja interna	4038917082020
EAN de la caja	4038917001137

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

