




Descripción del artículo

Número de pedido	58.537
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 35 ml, (LxØ): 115 x 23,5 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón a presión, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	35 ml
Centrifugación máx (ACR)	2000 x g

Dimensiones

Diámetro	23.5 mm
Longitud del producto	115 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	14000
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0597 cbm
Peso del producto	0.0083 kg
Peso de la caja	4.78 kg
EAN de la caja interna	4038917082303
EAN de la caja	4038917001403

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

