



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	58.618
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, material: PS, fondo cónico con faldón, transparente, tapón a presión, sin cierre, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	12 ml

### **Dimensiones**

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	95 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 1000000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 36000  
Volumen de la caja 0.0492 cbm  
Peso del producto 0.0005 kg  
EAN de la caja interna 4038917082938  
EAN de la caja 4038917001922

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

