



Especificaciones del producto
Tubo roscado de alícuota, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, PP

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	60.1475.115
Descripción del artículo	Tubo roscado de alícuota, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, 459 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo roscado de alícuota, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, PP

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	3672
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	459
unidades / caja	3672
unidades / pallet	110160
Profundidad caja interior	381 mm
Ancho de la caja interior	77 mm
Altura de la caja interior	176 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	325 mm
Volumen de la caja	0.0463 cbm
Peso del producto	0.0024 kg
Peso de la caja	10.05 kg
EAN de la caja interna	4038917340793
EAN de la caja	4038917340786

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

