



Especificaciones del producto
Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 60.504.031
Descripción del artículo Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, transparente, material: PP, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa, 2.000 unidades/caja

Características del producto

Graduación no
Tipo de cierre tapón de rosca
Forma del fondo fondo redondo
Volumen de trabajo 5 ml

Dimensiones

Diámetro 13 mm
Longitud del producto 75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 2000
unidades / pallet 72000
Profundidad de la caja 458 mm
Ancho de la caja 408 mm
Altura de la caja 260 mm
Volumen de la caja 0.0486 cbm
Peso del producto 0.0026 kg
Peso de la caja 5.75 kg
EAN de la caja interna 4038917412735
EAN de la caja 4038917412728

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT